

1. Entnahmeprotokoll

1.1. Blutentnahme

Name Besitzer	
Name Patient	

Für die Herstellung benötigen wir ca. 1ml Citrat-Blut pro kg Körpergewicht (Hund/Katze).
Bei Patienten bis 7 kg Körpergewicht benötigen wir mind. 7 ml.*

Für die Blutentnahme müssen folgende Schritte beachtet werden. Bitte jeweils das Kürzel des durchführenden Tierarztes eintragen.

Schritt	Arbeitsschritt	Kürzel
1	Beschriftung der Röhrchen mit Name des Besitzers und Name des Tieres	
2	Entnahmestelle großzügig scheren	
3	Händedesinfektion, mind. 30 Sekunden	
4	Gründliche Desinfektion der anvisierten Einstichstelle, 30 Sekunden warten bis die Stelle getrocknet ist	
5	Vene stauen	
6	Straffen der Haut an der Einstichstelle, Einstich	
	Weitere Schritte Kleintier:	Weitere Schritte Pferd:
7	Monovette mit der Kanüle verbinden und sanft an dem Stempel ziehen bis dieser einrastet	Prüfen ob weißer Clip-Verschluss am Blutbeutel gelöst ist.
8	Wenn die Monovette bis zur Markierung gefüllt ist: - Monovette abnehmen - Stempel an Monovette nach Befüllung bis zum „Klick“ ziehen und abbrechen - Monovette 3 Mal vorsichtig schwenken	Blutbeutel füllen lassen
9	Schritte 7 & 8 wiederholen bis genug Monovetten gefüllt sind in Abhängigkeit vom Gewicht des Patienten	Weißer Clip-Verschluss verschließen und sicherstellen, dass das Blut nicht aus dem Beutel entweichen kann (bspw. Zuknoten des Schlauch)
10	Stauung lösen, Kanüle entfernen, mit Tupfer Druck auf Einstichstelle ausüben bis Blutung gestillt	
11	Kühlung der Proben bis zum Verpacken und Versand	

Bemerkungen:

1.2. Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass

- die Blutentnahme unter saubersten Bedingungen mit dem geschlossenen Monovetten System / bereitgestellten Blutbeutel stattgefunden hat.*
- die Kühlkette für das Blut bis zur Abholung der Proben eingehalten wurde und das Probenmaterial entsprechend den Empfehlungen für das Versandmaterial verpackt worden sind.

Falls verfügbar, können Sie uns gerne weitere Unterlagen (CT-Scan, Röntgenbilder, etc.) per E-Mail an labor@petbiocell.de schicken, vielen Dank!

Datum _____ Unterschrift _____

*Wenn Sie eine Blutprobe mit zu wenig Blut schicken, die Monovetten nicht bis zur Markierung füllen oder nicht mit dem geschlossenen Monovetten-System gearbeitet haben, muss die Probe abgewiesen werden. In diesen Fällen werden dem Tierarzt 50,00 € exkl. MwSt. für den Transport in Rechnung gestellt. **Wenn Sie Probleme bei der Durchführung der Blutentnahme haben, ist es besser, die Abholung zu stornieren, als Proben zu schicken, die nicht richtig gefüllt sind. Kontaktieren Sie uns hierzu sofort unter: +49-5522-9182581**

2. Versand der Proben

Bitte benutzen Sie für den Probenversand die von uns bereit gestellten Materialien:



Durchgefrorenen Kühlakku (24 h vor Transport einfrieren) in die Styroporbox legen.



Faltschachtel mit Luftpolsterfolie auskleiden. Die S-Monovetten (beschriftet!) in die PetBioCell Faltschachtel legen / Blutbeutel mit Luftpolsterfolie umwickeln, um das Blut vor dem Gefrieren zu schützen.



Geschlossene Faltschachtel / umwickelten Blutbeutel auf den Kühlakku legen. Styroporbox schließen und in Umverpackung (Pappkarton) tun.



Ausgefüllten Patientenerfassungsbogen und Blutentnahmeprotokoll (bei **jeder** Blutentnahme) beilegen, evtl. Histologische Ergebnisse.



Umverpackung zukleben und Versandtasche inklusive Versandlabel auf den Karton kleben.