

Anlage 2 Blutentnahme- und Überweisungsprotokoll gemäß Verantwortungsabgrenzungsvertrag

Name Besitzer/in			
Name Patient		Diagnose	

1. Blutentnahme

Für die Herstellung benötigen wir ca. 1ml Citrat-Blut pro kg Körpergewicht (Hund/Katze).
Bei Patienten bis 7 kg Körpergewicht benötigen wir mind. 7 ml.*

Die Zellqualität ist von einer sorgfältigen und nach den beschriebenen Vorgaben durchgeführten Blutentnahme abhängig. Bitte führen Sie diese vollständig aus und tragen das Kürzel des durchführenden Tierarztes ein.

Schritt	Arbeitsschritt	Kürzel
1	Beschriftung der Röhrchen mit Name des Besitzers und Name des Tieres	
2	Entnahmestelle großzügig scheren	
3	Händedesinfektion, mind. 30 Sekunden	
4	Desinfektion der anvisierten Einstichstelle, 30 Sekunden Einwirkzeit	
5	Vene stauen	
6	Straffen der Haut an der Einstichstelle, Einstich	
	Weitere Schritte Kleintier:	Weitere Schritte Pferd:
7	Monovette mit der Kanüle verbinden und sanft an dem Stempel ziehen bis dieser einrastet	Prüfen ob weißer Clip-Verschluss am Blutbeutel gelöst ist.
8	Wenn die Monovette bis zur Markierung gefüllt ist: - Monovette abnehmen - Stempel an Monovette nach Befüllung bis zum „Klick“ ziehen und abbrechen - Monovette 3x vorsichtig schwenken	Blutbeutel füllen lassen
9	Schritte 7 & 8 wiederholen bis genug Monovetten gefüllt sind, in Abhängigkeit vom Gewicht des Patienten	Weißer Clip-Verschluss verschließen und sicherstellen, dass das Blut nicht aus dem Beutel entweichen kann (bspw. Zuknoten des Schlauchs)
10	Stauung lösen, Kanüle entfernen, mit Tupfer Druck auf Einstichstelle ausüben bis Blutung gestillt	
11	Kühlung der Proben bis zum Verpacken und Versand gemäß Anleitung Versandmaterial	

Bemerkungen:

2. Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass

- die Blutentnahme unter sterilen Kautelen mit dem geschlossenen Monovetten System oder Blutbeutel stattgefunden hat*;
- die Blutprobe bis zur Abholung bei +2 °C bis +8 °C gelagert und versandfertig verpackt wurde;
- das o.g. Tier aufgrund der bezeichneten Diagnose zur Durchführung der Therapie inkl. Herstellung der Zellsuspension an die tierärztliche Praxis PetBioCell GmbH überwiesen wird;
- ich mit der Verantwortungsabgrenzung bei der Durchführung der Immuntherapie mit autologen dendritischen Zellsuspensionen einverstanden bin.

Datum _____ Unterschrift _____

*Sollten wir bei der Eingangskontrolle feststellen, dass die Blutmenge nicht ausreicht, die Monovetten nicht bis zur Markierung gefüllt sind oder geöffnet wurden, muss die Probe abgewiesen werden. Eine offene Blutentnahme hat ein 20-fach höheres Risiko für eine Kontamination als eine geschlossene Blutentnahme.

Sollten einzelne Arbeitsschritte nicht eingehalten werden können, halten Sie bitte direkte Rücksprache mit unserem Team unter Tel. 05522-9182581. **Bitte versenden Sie diese Bestätigung mit der Blutprobe an PetBioCell GmbH.**

SOP TR-001/V-11	Anlage 2	Gültig ab: 30.06.2025	Seite: 1 von 1
Probenanforderung			